

Materialbestellung - BD - Vacutainer

Bestellungen via Fax an: 06221 3432 8371

| Kurz-ID | Artikel-Nr. | BD-Vacutainer | VE | Menge | Kurz-ID | Artikel-Nr. | HPV-Frau Abstrich/Medium | VE | Menge |
|---|---------------------|--|-----------|--------------|----------------|--------------------|---|-----------|--------------|
| 130 | 367.953 | Serum-Gel (8,5 ml, gold) | 100 | | 216 | | Assembly Kit, Medscand Cytobrush / Spatula | 25 | |
| 131 | 368856 | EDTA (3,0 ml, lila) - z. B. Blutbild | 100 | | 217 | | Rovers Cervex-Brush Combi (nicht für Schwangere geeignet) | 25 | |
| 331 | 367525 | EDTA (10,0 ml, lila) - Blutgruppenbestimmung/PCR | 100 | | 218 | | Rovers Cervex-Brush | 25 | |
| 132 | 363048 | Citrat (2,7 ml, blau) | 100 | | 215 | | Roche Cell Collection Medium, 20-ml-Gefäße (HPV-Transportmedium) | 25 | |
| 134 | 368920 | Fluorid (2,0 ml, grau) - für Fruktose | 100 | | Kurz-ID | Artikel-Nr. | HPV-Mann Abstrich/Medium | VE | Menge |
| 1265 | 454514 | Greiner Vacuette FC Mix (3,0 ml, grau) - für Glukose | 50 | | 214 | | Proben-Abstrich-Tupfer, steril, Typ A 04 - für HPV, ausschließlich für das Medium Nr. 215 | 5 | |
| 1307 | 368380 | Serum f. Spurenelemente, z. B. Aluminium (6,0 ml, königsblau) | 100 | | 215 | | Roche Cell Collection Medium, 20-ml-Gefäße (HPV-Transportmedium) | 25 | |
| 137 | 368886 | Lithium-Heparin (6,0 ml, grün) | | | Kurz-ID | Artikel-Nr. | Blutkulturflaschen | VE | Menge |
| Kurz-ID | Artikel-Nr. | BD-Kanülen | VE | Menge | 148 | 442023 | BD BACTEC Plus - Aerob/F | 1 | |
| 271 | 36869 | BD Eclipse Sicherheitskanülen (ø 0,8 mm, grün) | 48 | | 151 | 442021 | BD BACTEC Lytic/10 - Anaerob/F | 1 | |
| 272 | 368610 | BD Eclipse Sicherheitskanülen (ø 0,7 mm, grün) | 48 | | 325 | 442020 | BD BACTEC - Peds - PLUS/F - pädiatrische Proben | 1 | |
| 139 | 364815 | BD Vacutainer Einmalhalter (Bitte Anzahl angeben!) | 1 | | Kurz-ID | Artikel-Nr. | sonstige Artikel | VE | Menge |
| 505 | 360211 | BD Vacutainer Precisionsglide Kanüle (ø 0,7 mm, schwarz) | 100 | | 1811 | | Leerröhrchen zum Transport div. Materialien (10 ml, gelb) | 100 | |
| 506 | 360213 | BD Vacutainer Precisionsglide Kanüle (ø 0,8 mm, grün) | 100 | | 106 | | Objektträger mit Versandgefäß (für Blutausstrich) Sysmex SP-Slides | 1 | |
| 507 | 360215 | BD Vacutainer Precisionsglide Kanüle (ø 0,9 mm, gelb) | 50 | | 01 | | Helicobacter C13 Atemtest (1 Set für 10 Patienten) | 1 | |
| Kurz-ID | Artikel-Nr. | Urindiagnostik | VE | Menge | 1812 | 62.9924.284 | Polypropylenröhrchen für Liquor, mit konischem Boden | | |
| 176 | 10.258 | Urin-Monovette (8,5 ml, gelb) - klinische Chemie - | 1 | | 6229 | | QuantIFERON-Set TB-Gold | 1 | |
| 1421 | 10.253 | Urin-Monovette mit Borsäure (10 ml, grün) - Mikrobiologie | 1 | | 6230 | Li626725 | QuantIFERON-SARS-CoV-2-Set | 1 | |
| 150 | 62.543.001 | Urinröhrchen (30 ml), mit Skala, steril | 1 | | 197 | 51.1534 | Salivetten - zur Speicheluntersuchung | 1 | |
| 1093 | 05170486190 | Roche cobas PCR Urine Sample Kit für Chlamydia trachomatis | 1 | | 7070 | | Order Entry Etikettenrollen für Zebra Drucker (1 Rolle) | 1 | |
| Kurz-ID | Artikel-Nr. | Urinsammelflaschen | VE | Menge | Kurz-ID | Artikel-Nr. | Etiketten zur Materialkennung bei Nutzung von Sekundärgefäßen | VE | Menge |
| 1452 | 77.578.252 | UriSet 24, für 24-h-Urin (angesäuert): Urinsammelflasche (3,0 l), Stabilisator (9 ml, 20 % Salzsäure) und weiße Urin-Monovette (10 ml) | 1 | | 2092 | | EDTA-Plasma, 100 Stück (1 Rolle) | 1 | |
| 1411 | 77.575 | Urinsammelflasche (3,0 l) für 24-h-Urin (ohne Säurezusatz) | 1 | | 20921 | | Citrat-Plasma, 100 Stück (1 Rolle) | 1 | |
| Kurz-ID | Artikel-Nr. | Stuhlproben | VE | Menge | 20922 | | Urin, 100 Stück (1 Rolle) | 1 | |
| 170 | | Stuhlröhrchen mit Löffel, für mikrobiol. Stuhluntersuchungen / entz. Darmerkrankungen | 1 | | 20923 | | Serum, 100 Stück (1 Rolle) | 1 | |
| 172 | | 2er-Set Stuhlröhrchen, für okkultes Blut (Haemimmun) | 1 | | Kurz-ID | Artikel-Nr. | Probenversandtaschen | VE | Menge |
| 293 | 28PZ26P1 | OC-Sensor Patienten-Set (iFOBT) | 1 | | 2001 | | Postversandumschläge (Gebühr zahlt Empfänger) | 1 | |
| Kurz-ID | Artikel-Nr. | Transportmedien/Abstrichbestecke | VE | Menge | 2026 | | Probenversandtasche für gefrorene Proben (Trockeneis) | 50 | |
| 362 ¹ | 490CE.A | eSwab Abstrichtupfer mit flüssigem Amies-Medium, (rot) | 1 | | 2021 | | Probenversandtasche gelb (Labor Limbach) | 50 | |
| 363 ² | 481CE | eSwab Mini-Tip Abstrichtupfer mit flüssigem Amies-Medium, (orange) | 1 | | 2061 | | Probenversandtasche grün für Laborgemeinschaft Heidelberg | 50 | |
| 109 | 60.610.001 | Steriles Röhrchen (10 ml), für primär steriles Material | 100 | | 2031 | | Probenversandtasche blau für Mikrobiologie | 50 | |
| 0150 | 62.543.001 + 78.573 | Steriles Sputumgefäß (30 ml), mit Versandhülle | 1 | | 2011 | | Probenversandtasche rot für eilige Untersuchungen | 50 | |
| 0140 | 75.562.105 | Steriles Probengefäß (100 ml), für primär steriles Material | 5 | | 205 | | Schutzhülsen für Postversand (für Serumröhrchen und Monovetten) | 1 | |
| 401 ³ | 6466281190 + 214 | Roche cobas PCR Media Kit + Abstrichtupfer (nasopharyngeal) | 1 | | Kurz-ID | Artikel-Nr. | Versandtaschen ausschließlich für ORDER-ENTRY-Kunden | VE | Menge |
| ¹ Für alle Kultur- und/oder PCR-Anforderungen. Bitte verwenden Sie den eSwab NICHT für die Influenza/RSV/SARS-CoV-2-PCR. ² Zur Anwendung in der Pädiatrie/HNO/Urologie: für alle Kultur- und/oder PCR-Anforderungen (z.B. Chlamydien Mann/Frau). Bitte verwenden Sie den eSwab NICHT für die Influenza/RSV/SARS-CoV-2-PCR. ³ Dieses Set ist generell für alle PCR-Untersuchungen von Vorteil. Für Influenza/RSV/SARS-CoV-2-PCR bitte ausschließlich dieses Set verwenden. Eine kulturelle Anzucht von Bakterien und Pilzen ist aus diesem Entnahmematerial nicht möglich. | | | | | 2011/OE | | Probenversandtasche rot für eilige Untersuchungen, ORDER-ENTRY | 50 | |
| | | | | | 2021/OE | | Probenversandtasche gelb (Labor Limbach), ORDER-ENTRY | 50 | |
| | | | | | 2026/OE | | Probenversandtasche für gefrorene Proben (Trockeneis), ORDER-ENTRY | 50 | |
| | | | | | 2031/OE | | Probenversandtasche blau für Mikrobiologie, ORDER-ENTRY | 50 | |

Bitte in Druckschrift ausfüllen

Kunden-Nr.:

Praxis:

Ansprechpartner:

Anschrift: